

Link do produktu: <https://yasmeen.pl/tanamera-ziolowy-kompres-stempel-do-masazu-twarzy-70-g-p-1138.html>



TANAMERA Ziołowy kompres/ stempel do masażu twarzy 70 g

Cena	39,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	YAS4606
Kod EAN	9555006901635

Opis produktu

Tanamera kompres/stempel do masażu twarzy 70 g

Gorący kompres zapewnia ten sam rodzaj stymulacji, co akupresura, i są wykorzystywane do stymulowania czułych lub wrażliwych obszarów, których nie można bezpośrednio masować. Wypełnione niesamowitą ilością ziół: bengalskiego imbiru, kurkumy, trawy cytrynowej, limonki kaffirowej, tataraku, liści tamaryndowca, pandanusa, shikakai, bzu, dzięki kurkumy, galangalu i wężownicy. Kompres do podgrzewania parowego jest stworzony, aby pomóc złagodzić bóle mięśni i jednocześnie pomagając poprawić krążenie krwi w wybranych obszarach.

Jak używać: Zroś wodą kompres i poczekaj, aż się wchłonie. Podgrzej na parze do momentu gdy aromaty zostaną uwolnione, następnie nałóż ochronną tkaninę i dołóż bezpośrednio do skóry. Gdy ziołowy kompres zacznie się ostudzać , podgrzej go ponownie.

Dla większego komfortu korzystaj z dwóch kompresów, podgrzewanych na zmianę.

Nieużywany kompres ziołowy przechowuj w wentylowanym i suchym miejscu.

Po użyciu schowaj go do lodówki w szczelnym pojemniku lub plastikowym worku do czasu kolejnego wykorzystania.

Jeden kompres może być użyty kilka razy (2 /3) do momentu gdy nie zrobi się mechaty.

UWAGA:

- Nigdy nie przegrzewaj ziołowego kompresu(sprawdź jego temperaturę przed dołożeniem do ciała)
- Nie stosuj ziołowego kompresu w ciągu 24 godzin od urazu.
- Nie bierz kąpeli/ prysznic zaraz po zastosowaniu kompresu, pozwól aby olejki eteryczne weszły w skórę.
- W celu uniknięcia potencjalnych reakcji alergicznych , przeprowadź test użycia kompresu ziołowego na rękę przed zastosowaniem go na całe ciało.
- Przechowywać z daleka od dzieci.
- Produkt wegański
- Produkt nie testowany na zwierzętach.